

PROFIL

GLUTERATE
DIN 02217902

Produit	Solution de stérilisation et de désinfection
Description	Solution stable composée à 2 % de glutéraldéhyde, prête à l'emploi, brevetée et conforme à tous les critères d'une solution de stérilisation et de désinfection supérieure.
Fonction	Stérilisation totale ou désinfection de niveau supérieur d'instruments et d'accessoires dentaires médicaux par immersion dans un système manuel (plateau couvert).
Emballage	Contenant de 4 litres

Caractéristiques	Avantages
Biocide polyvalent	<p>Biocide pour les organismes végétaux, y compris le bacille pyocyanique, le staphylocoque doré, la salmonellose choleraesuis, les champignons pathogènes tels les mentagrophytes trichophytes et létaux pour le bacille de la tuberculose. Les virus sont totalement désactivés en trois minutes (20 °C, soit 68 °F) comme le cytomégalovirus, le virus respiratoire syncytial, le rhinovirus, le rotavirus SA-11, le virus 1 et 2 de l'herpès simplex l'adénovirus 2, le virus Coxsackie B52, l'échovirus 8, les virus 1 et 2 de la poliomyélite, le virus vaccinia et le virus grippas A2 HK.</p> <p>Désactivation complète du VIH (virus du SIDA) en présence d'une faible quantité de matière organique (5 % de sérum sanguin) si le contact est de 30 secondes.</p>
Rapide et efficace	Complète désinfection tuberculocide en 10 minutes et stérilisation en 10 heures.
Prêt à l'emploi	Contrairement aux glutéraldéhydes alcalins, GLUTERATE ne demande pas d'activation. Le GLUTERATE non utilisé peut se conserver jusqu'à 2 ans.
Non-corrosif	Grâce à sa formulation anticorrosive exclusive, GLUTERATE n'attaque pas les instruments ou accessoires (lentilles, ciment, plastique, caoutchouc, acier, placage, aluminium, laiton) si on respecte le mode d'emploi.

Verso

Sans danger	Aucun effet irritant sur les patients ou le personnel si on respecte le mode d'emploi.
Parfum agréable	Un parfum de menthe propre et frais masque l'odeur d'acétaldéhyde associée aux autres formules de glutaraldéhyde.
Durée d'utilisation prolongée	GLUTERATE peut être réutilisé pendant 30 jours, même en présence de sang, de sérum, de mucus et de savon.
Humectage supérieur	GLUTERATE comporte un système tensio-actif très efficace qui assure un mouillage intégral. Son activité est extrêmement élevée en présence de savons et de matières organiques.
Homologation DIN	Garantie à l'effet que toutes les affirmations au sujet des résultats figurant sur l'étiquette sont véridiques et ont été vérifiées.